



HASTABAŞI MONİTÖRÜ

AURORA 12



İLAC HESAPLAMA TAKIMIYLA
AURORA-12 12,1 İNÇ

RESPOVENT

HASTABAŞI MONİTÖRÜ



1200

1200 TANSİYON ÖLÇÜMÜ

NIBP ÖLÇÜMÜ
İNCELEME

720H

720 SAAT KAYIT

TREND
İNCELEME

48H

48 SAAT DALGALANMA

DALGA
İNCELEME

1000


1000 ALARM KURUMLUMU

ALARM
İNCELEME



RESPOVENT

HASTABAŞI MONİTÖRÜ



- 1-** Teknik Alarm Lambası
- 2-** Fizyolojik Alarm Lambası
- 3-** Alarm duraklatıldı lambası
- 4-** Taşıma Alanı
- 5-** Cihaz Kullanım Tuşu
- 6-** Ana Menü Giriş Tuşu
- 7-** NIBP Ölçüm Düğmesi
- 8-** Ses Çıkış

- 09-** Kayıt Alma
- 10-** Durdurma
- 11-** Alarm Durdurma
- 12-** Alarm Susturma
- 13-** Batarya Lambası
- 14-** Güç Lambası
- 15-** Aç/Kapa Tuşu
- 16-** Dijital Ekran

RESPOVENT

HASTABAŞI MONİTÖRÜ



Cihaz Hava Çıkışı

Güç Girişi



SD ve SIM Kart Girişi


USB Girişi

Video/ Görüntü Çıkışı

Ağ Bağlantı


ECG

SPO₂



Ateş Ölçer Girişi

Tansiyon Ölç.



- **Yanlış manipölasyon göstergesi ve arıza analizi**
- **Hasta bilgi girişi yönetimi işlevi**
- **Çok uçlu EKG dalga biçimleri fazda görüntülenir**
- **Büyük hacimli tablo ve grafik trendleri bilgi depolama ve hatırlaması kolay**
- **Dinamik dalga formlarını yakalayın**
- **Dahili şarj edilebilir lityum pilin 2,5 saate kadar çalışma kapasitesi**
- **Eşsiz aksesuar yönetim kabini**
- **Ağ kapasitesi**
- **Seçenek: EtCO2, 5AH Lityum pil, kablosuz iletişim modülü (WIFI, GPRS), dokunmatik ekran, IBP, AG.**
- **5 Standart parametreler: EKG, NIBP, SpO2, RESP, Sıcaklık**
- **12,1 inç yüksek çözünürlüklü endüstri renkli TFT LCD ekran**
- **Gerçek zamanlı ST segment analizi, hız belirleyici algılama**

Standart konfigürasyon

Ekran

Ekran tipi 12 'renkli TFT LCD
çözüm 800 x 600 piksel
Dalga biçimleri 7 saate kadar

EKG

Giriş 3/5 telli EKG kablosu
Kurşun bölümü I II III aVR, aVL, aVF, V
Seçim kazanın* 0,25, * 0,5, * 1, * 1,2
Süpürme hızı 6,25 mm / sn, 12,5 mm / sn, 25 mm / sn, 50 mm / sn
Kalp atış hızı aralığı 15-30bpm
Kalibrasyon $\pm 1\text{mv}$
Doğruluk $\pm 1\text{bpm}$ veya $\pm\% 1$ (daha büyük veriyi seçin)

NIBP

Test metodu Osilometre
Felsefe Yetişkin, Pediatrik ve Yenidoğan
Ölçüm tipi Sistolik Diyastolik Ortalama
Ölçüm parametresi Otomatik, Sürekli ölçüm
Ölçüm yöntemi Kılavuzu mmHg veya $\pm\% 2$

DPT2

Ekran tipi Dalga Formu, Veri
Ölçüm aralığı % 0-100
Doğruluk $\pm\% 3$ (% 70-% 100 arasında)
Nabız hızı aralığı 20-300 vuru / dak
Doğruluk $\pm 1\text{bpm}$ veya $\pm\% 2$ (daha büyük veriyi seçin)
çözüm 1bpm

2-Sıcaklık (Rektal ve Yüzey)

Kanal Sayısı 2 kanal
Ölçüm aralığı 0-50
Doğruluk ± 0.2
Görüntüle T1, T2, T
Birim $^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$ seçimi
Yenileme döngüsü 1s-2s

Solunum (Empedans ve Nazal Tüp)

Ölçüm tipi 0-150 dev / dak
Doğruluk $\pm 1\text{bm}$ veya $\pm\% 5$, daha büyük verileri seçin
çözüm 1rpm

RESPOVENT

HASTABAŞI MONİTÖRÜ



Büyük yazı tipi sayesinde net görüntüleme

Verilen ilaç doz ayarlamasını yapabilen sistem




Mini-Trend arayüz ile tüm işlemleri görüntüleyebilme



Ayarlar Menüsü ile kolay yapılandırma



12 Rehber TAM EKRAN ARAYÜZÜ



ST Görüntüleme



OxyCRG Arayüzü



Alarm Ayarlama Arayüzü



AKSESUARLAR



3 UÇLU
EKG KABLOSU



5 UÇLU
EKG KABLOSU



12 UÇLU
EKG KABLOSU




Yetişkin / Yeni Doğan / Bebek
Manşet



Yetişkin/ Yeni Doğan / Bebek SPO2 sensörü

RESPOVENT

HASTABAŞI MONİTÖRÜ





RESPOVENT



info@respovent.com



Demirtaşpaşa Mahallesi İnönü Caddesi
No:127/A Osmangazi/ BURSA